

Light quantum



Newface
-NewFace NewLife-

NV-LD100
MANUAL BOOK



注意事项


使用时注意事项

- 使用前请仔细阅读产品说明书
- 请使用标配的充电配件
- 使用本产品时如出现皮肤异常现象, 请停止使用并及时与医生沟通
- 请勿在湿度高的地方及浴室内使用本产品
- 请勿靠近火源
- 请勿放置在高温多湿的环境下
- 不要在打开电源的状态下, 将其长时间保管在密闭空间内
- 请不要随意拆分, 按压, 改造等
- 请不要暴露在60℃以上的高温环境下
- 请勿将本产品从高处掉落, 且避免较强的冲击力
- 如本产品出现开裂及破损请停止使用, 并及时与销售商或厂家取得联系


产品保管时

- 请将电源关闭后进行保管
- 使用后禁止用酒精或苯类产品清洁本产品
- 请勿在离微波炉或高压仪器靠近的地方保管
- 请勿将本产品放置在近火源, 高温的地方
- 请勿在湿度高得的地方或水下保管

本产品及配件



负极棒




提拉棒



面膜



电源适配器
电源线根据各国标准选配





输出线




遮光眼罩

产品介绍



界面介绍



 缩短时间

 启动键

 增加时间

灯光控制

 灯光启动键

 RGBY灯光全开

 灯光模式键

 红灯

 绿灯

 蓝灯

 黄灯

微电流控制

 微电流模式键

 微电流强度控制

 微电流开关键

音乐控制

 切换上一首歌曲

 切换下一首歌曲

 静音键

 音量减弱

 音量增加


 开始播放

 暂停播放


操作介绍

颈部疗法及面部疗法

贴上面膜，使用微电流夹子夹紧面膜，然后在主机界面选择好适用的灯光颜色，佩戴好遮光眼罩，手握负极棒，主机界面启动微电模式，然后配合双极提拉棒进行脸部提拉（建议使用微电模式 1-4 的情况下，建议强度 5 档起调，使用模式 5 的情况下建议强度 3 档起调，能量控制在 5-20 范围内，建议使用提拉棒提拉控制在5-8分钟左右）




在不使用微电流夹子夹面膜的情况下，建议能量调节在 1-15 档范围内进行提拉操作
微电模式：1-4 模式，能量输出有间断性，非连续输出，建议强度 3 档起调
微电模式：5 模式，能量是连续性输出，建议强度 1 档起调



面部疗法及生发护理


用凝胶或精华操作完成提拉模式后（建议使用1-4间隔模式，能量2起调），贴上面膜，微电流夹子夹紧面膜，手握负极棒，主机界面启动微电模式，然后选择适用的灯光颜色，佩戴好遮光眼罩（建议光照模式时间控制在15-30分钟左右）



临床适应症



过敏护理




痤疮治疗



细胞新生



美白护肤



毛发护理

灯光

红光

蓝光

绿光

黄光

波长(纳米) 630nm+/-10% 470nm+/-10% 530nm+/-10% 590nm+/-10%



Using notice


Notice when use this machine

- Please read the product specification carefully before you use the product
- Please use the standard charging fittings
- If there is some abnormality in your skin when you use this product, please stop using and contact the doctor in time
- Please don't use this product in the bathroom and other places of high humidity
- Please don't get close to the fire
- Please don't put the product in the hot and wet environment
- Don't keep it in the confined space for a long time when it is energized
- Please don't take it apart randomly, press it or transform it
- Please don't expose it to the hot environment of above 60 degrees
- Please don't drop this product from the high place and avoid strong impact
- Please stop using this product if there is a crack or damage in it, and contact the seller or manufacturer in time

Stock condition

- Please keep it after it is deenergized
- It is forbidden to use alcohol or benzene products to clean this product after use
- Please don't keep it near the microwave oven or instrument of high voltag
- Please don't put this product near fire or in hot places
- Please don't keep it in the wet place or under the water


Machine&Accessores



Main body



Cathode bar




Lifting bar



Facial mask



Power adapter





Output line




Shade goggles

Power cords are selected and matched according to standards of various countries

Parts name



Interface introduction




Light control	Micro-current control	Music control
Light Start button	Micro-current Mode button	Switch to the previous song
RGBY light all open	Micro-current intensity control	Switch to the next song
Light mode button	Micro-current on-off button	Mute button
Red light		Volume down
Green light		Volume up
Blue light		Start playing
Yellow light		Stop playing

Operation introduction

Neck therapy and facial therapy

Put the mask on your face and clamp the mask with the micro-current clip. Then choose the proper light color on the host interface and wear the shade patch with the cathode bar on your hand. Start the micro-current mode on the host interface and lift and pull your face with the bipolar lifting bar


(It is suggested that you should adjust from the 5th grade intensity when using micro-current mode 1-4, adjust from the 3rd grade intensity when using the micro-current mode 5, control the energy within the range of 5-20, and pull and lift your skin with the lifting bar for about 5-8 minutes)



It is suggested that you should lift your skin with the energy adjusted within the range of 1st -15th grade when you don't clamp the mask with the micro-current clip.

Micro-current mode: Mode 1-4 has intermittent energy output, not continuous output. It is suggested to adjust from the 3rd grade intensity.


Micro-current mode: Mode 5 has continuous output. It is suggested to adjust from the 1st grade intensity



Facial therapy and hair growth care

After you finish the lifting mode with gel or essence (It is suggested to use intermittent mode 1-4 and adjust from energy 2), put the mask on your face and clamp the mask with the micro-current clip. Then start the micro-current mode on the host interface with the cathode bar on your hand.


Choose the proper light color and wear the shade patch. (It is suggested that the duration of the lighting mode should be controlled in about 15-30 minutes.)



Clinic indication



Allergy
care




Acne
treatment



Cellular
renewal



Skin whitening
and care



Hair care

Light

Red light

Blue light

Green light

Yellow light

Wavelength (NM) 630nm+/-10% 470nm+/-10% 530nm+/-10% 590nm+/-10%




注意事項 使用中のご注意

- ご使用の前に説明書をよくお読みください
- 標準配置の充電アクセサリを用意してください
- 本製品を使用する時肌に異常現象が出る場合、使用を中止して医者と連絡してください
- ふろ場など湿度が高い場所で本製品を使用しないでください
- 火を近付かないでください
- 温度や湿度が高い場所に置かないで下さい
- 電気を入れたまま長時間に密封スペースに置かないでください
- わがままに分離、差し押さえ、改造などしないでください
- 60度以上の高温の場合におかないでください
- 衝撃を防ぐため、高い場所から落ちないでください
- もし割れ、破損が出たら使用を中止して、早めにディーラーやメーカーと連絡してください


製品の保管

- パワーオフのままに保管してください
- 使用後、アルコールやベンゼン類の製品で本製品を清潔しないでください
- 電子レンジや高圧計器など近付かないでください
- 火気など高温の場所に置かないでください。
- 水面下など湿度が高い場所を近付かないでください

本产品及配件



マイナス
電極棒




ティラ棒



パック



電源アダプタ
各国の基準によってヒューズを
配置されました





出力線




アイシールド

プロダクト



インターフェースはじめに



ライトをコントロール

- ライトスタートキー
- RGBY ライト全開
- 照明モードキー
- レッドライト
- グリーンライト
- ブルーライト
- イエローライト

微電流をコントロール

- 微電流モードキー
- 微電流強度をコントロール
- 微電流スイッチキー


音楽をコントロール

- 前の歌を聞く
- 次の歌を聞く
- 静音鍵
- ボリュームを下げる
- ボリュームを上げる
- 放送スタート
- 放送中止


操作方法紹介

頸部療法と面部療法

バックを貼ったまま微電流クリップを使ってバックをぎゅっとはさみます。そして、ホストインタフェースで好んだライトカラーを選んでレンズフードを付けます。同時に、マイナス電極棒を握ってホストインタフェースで微電モードをスタートしてダブルティラ棒を使ってフェースをマッサージします。
(アドバイス: 微電モードは1 - 4 の場合では、強度5 から調整したほうがいい。モード5の場合では、強度3 から調整したほうがいい。エネルギーは5 - 20の範囲でいい。ティラ棒を使う時間の範囲は5 - 8分です。)




微電流クリップを使わない場合は、エネルギーを1 - 15に調整し
微電モード: 1 - 4モードにはエネルギーの輸出が連続輸出ではなく間断性があり、強度3から調整すると進めます
微電モード: 5モードにはエネルギーの輸出が連続輸出であり、強度1から調整すると進めます



面部療法と髪ケア


ゲルやエッセンスでティラモードができた後(1-4の間断モードとエネルギー2から調整すると進め-)、バックを貼って微電流クリップを使ってバックをぎゅっとはさみます。そして、マイナス電極棒を握ってホストインタフェースで好んだライトカラーを選んでレンズフードを付けます。(照光モードの時間範囲は15-30分



臨床適応症



アレルギーケア



ニキビ治療



細胞の新生



美白肌ケア



髪ケア

ライト

レッドライト

ブルーライト

グリーンライト

イエローライト

波長
(ナノメートル) 630nm+・10% 470nm+・10% 530nm+・10% 590nm+・10%



Precauciones


Precauciones en el uso

- Lea el folleto antes de usar el producto
- Por favor utilice los accesorios estándares de carga
- Al utilizar este producto si produce la anomalía de la piel, por favor deje de usarlo y comuníquese con el médico oportunamente
- No utilice este producto en el lugar más húmedo ni en el baño
- No cierre al fuego
- No lo coloque en el ambiente cálido y húmedo
- Cuando está en el caso de conectar la luz, no lo guarde en un espacio sellado durante mucho tiempo
- Por favor, lo mantenga sin división, ni prensa, ni transformación, etc
- No se lo exponen en la alta temperatura por encima de 60 ° C
- No caiga este producto de la alta, y evite el fuerte impacto
- Si el producto es rajado o roto, deje de usarlo, por favor, y ponerse en contacto con el distribuidor u el fabricante

La custodia del producto

- Haga la custodia después de que la fuente de alimentación se desconecte
- Después de usar el producto, prohíba limpiarlo con los productos de alcohol o de benceno
- No lo mantenga cerca de la microonda ni los equipos de alta presión
- No coloque el producto en un lugar cerca de la fuente de fuego, ni de la alta temperatura
- No lo guarde en el lugar con alta humedad ni en el almacenamiento bajo del agua


Producto y accesorios



Anfitrión



Barras
negativas



El palo
tirado




Máscara



Adaptador de
corriente

La línea de alimentación fue optada
según las normas nacionales





Línea de
salida




Eyeshade

Productos



Introducción a la interfaz



Acortar el tiempo



Tecla de inicio



Aumentar el tiempo

Control de la iluminación



Botón de inicio de la luz



Las luces RGBY están completamente abiertas



Tecla de modo de la iluminación



Luz roja



Luz verde



Luz azul



Luz amarilla

Control del micro-corriente



Tecla de modo del micro-corriente



Control de intensidad del micro-corriente



Llave del interruptor de micro-corriente

Control de la música



Activar la canción anterior



Cambiar a la siguiente canción



Botón de silencio



El volumen debilitado



El volumen aumentado



Empezar a jugar



Pausar la reproducción

中国語

English

日本の


ESPAÑOL

русский


Introducción de la operación

La terapia del cuello y los tratamientos faciales

Pegue la máscara, y use el clip de micro-corriente para la sujeción de la máscara. A continuación, seleccione los colores de la luz adecuada en la interfaz del host, use las gafas de sombra, y sostenga el polo negativo. En la interfaz de host inicie el modo de micro-alimentación, y luego use el palo bipolar para el tirón facial. (se recomienda que use el modo micropoder en el caso 1-4, empieza la transferencia cuando está en la intensidad 5; Cuando usa el modo 5, aconseja que comience la transferencia al estar en al intensidad 3; Controla la energía en el rango de 5-20, y se propone que use el palo tirado entre 5 y 8 minutos)




Sin el uso de la máscara con el clip de micro-corriente, aconseja que haga la operación tirada con la energía acondicionada en el rango de 1-15
El modo del micro-eléctrico: modo 1-4, la producción de la energía es intermitente, no es la salida continua, dice que empieza la transferencia con la intensidad 3.
El modo del micro-eléctrico: modo 5, la producción de la energía es continua, comienza la transferencia con la intensidad 1



El tratamiento de la cara y la enfermería del crecimiento del pelo


Después de terminar el modo tirado con el gel o la crema (se recomienda que use el modo de intervalo 1-4, empieza la transferencia con la energía 2), pegue la máscara, use el clip de micro-corriente para la sujeción de la máscara, sostenga el polo negativo, y en la interfaz de host inicie el modo de micro-alimentación, después, seleccione los colores de la luz adecuada y use las gafas de sombra (se propone que controle el tiempo entre 15 y 30 minutos cuando usa el modo de la luz)



Las indicaciones clínicas



El cuidado de la alergia



El tratamiento del acné



La producción de las nuevas células



El blanqueamiento y la protección de la piel



El cuidado del cabello

Luz

Luz roja

Luz azul

Luz verde

Luz amarilla

Longitud de la onda (nano)

630nm+-10%

470nm+-10%

530nm+-10%

590nm+-10%



особые замечания

Внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием

- Внимательно прочитайте паспорт изделия перед использованием
- Используйте стандартные зарядные аппараты
- Если кожа аномалии при использовании этого продукта, прекратите использовать и своевременно сообщаться с врачом
- Не используйте этот продукт в условиях повышенной влажности и ванной
- Не близко к огню
- Не помещайте этот продукт в условиях повышенной температуры и влажности
- Не сохраняйте в замкнутом пространстве долгое время при включении электропитания
- Не разделяйте, нажмите и перестраивайте по своему желанию
- Не вывляйтесь в высоких температурах выше 60 ° C
- Не низвергните продукт с высоты, и избежите сильное ударное усилие
- Когда этот продукт растрескается или портится, прекратите использовать и общайтесь с дилером или производителем

При хранении продукции

- Сохраняйте после выключения электропитания
- Запрещайте чистить при использовании алкоголя или бензола после использования
- Не сохраняйте близко к микроволновке и прибору высокого напряжения
- Не пододвиньтесь к источнику зажигания и не помещайте в высоких температурах
- Не сохраняйте в условиях повышенной влажности или в воде


Данный продукт и его аппаратуры



основной аппарат



Отрицательный
стержень




Подтягивающий
стержень



Маска
для лица



Адаптер питания
Шнур питания подбирает
по национальным стандартам




Линия вывода




очки защитные

Название элементов



Введение интерфейса



Сократить
время



Кнопка включения



Увеличивать
время умень

Управление света



Кнопка включения
света



Плное включение
RGBY светов



Кнопка в световом
режиме



Красный свет



Зелёный свет



Голубой свет



Жёлтый свет

Дозовое управление



Кнопка в дозовом
режиме



Дозовое управление
интенсивности



Дозовая кнопка
переключения

Управление музыки



Переключить на
предыдущую песню



Переключить на
следующую песню



Кнопка отключения звука



Уменьшать громкость



Увеличивать громкость



Начать играть



Приостанавливать играть

中国語

English

日本の


ESPAÑOL

русский


Введение управления

Лечение шейки и лица

Приклеивать маску и зажать маску при использовании дозового зажима , потом выбрать пригодный светлый цвет в странице основного коммутатора, носить повязку на глаза, держать отрицательный стержень, включать дозовой режим в странице основного коммутатора, и подтягивать лицо при использовании двухэлектродного подтягивающего стержни. (Советую упорядочить от выступа 5 при условии дозового режима 1-4; советую упорядочить от выступа 3 при условии дозового режима 5, управлять энергию в сфере 5-20, советую использовать подтягивающий стержень примерно 5-8 мин.)




Если не зажать маску при использовании дозового зажима, советую подтягивать лицо в сфере энергии 1-15 выступов
Дозовой режим : режим 1-4, прерывный вывод энергии , советую упорядочить от выступа 3
Дозовой режим : режим 5, постоянный вывод энергии , советую упорядочить от выступа 1



Лечение лица и уход за рращении волос


После того ,как выполнить подтягивающий режим при использовании гели или сыворотки(советую использовать прерывный режим1-4, упорядочить от энергии 2), приклеивать маску и зажать маску через дозовой зажим, держать отрицательный стержень, включить дозовой режим в странице основного коммутатора, потом выбрать пригодный светлый цвет , носить повязку на глаза (советую световой режим продолжится премерно15-30 мин.)



Клинические признаки



Уход за
аллергии




Лечение
акне



Новые
клетки



Отбеливаниеи
защита кожи



Уход за
волосами

	Свет	Красный свет	Голубой свет	Зелёный свет	Жёлтый свет
Длина волны (нанометр)		630nm+-10%	470nm+-10%	530nm+-10%	590nm+-10%

Light  quantum

Product : Light quantum
Model : NV-LD100
VR : AC 110V-240V
AC Freq : 50HZ-60HZ
RP : 12 W
Newface USA Inc Producer